

August 2004

Mikrobiologiske undersøkelser i fersk og fryst sjømat.

Bacterial Examinations in Fresh and Frozen Seafood.

5.2.1.2 skal erstattes med følgende:

5.2.1.2 should be replaced with the following:

5.2.1.2: L-cystein løsning.

5.2.1.2 L-cysteine solution.

L-cystein	5,0 g
Destillert vann	100 ml

L-cysteine	5.0 g
Distilled water	100 ml

Løs L-cystein i vannet ved blanding. Steriliser ved filtrering.

Dissolve the L-cysteine in water by mixing. Sterilize by filtration.

For å lage det ferdige mediet tilsett 8 ml av L-cystein løsningen til grunnmediet (endelig mediekonsentrasjon på 0,04%).

In order to make the final medium, add 8 ml of the L-cysteine solution to the basic medium (final concentration of L-cysteine is 0.04%).

Komplett medium finnes kommersielt tilgjengelig.

The complete medium is commercially available.